


# Băng vô trùng không thấm nước

## STERILE ADFLEX (NON- PAD)

### CHỈ ĐỊNH

Sử dụng để cố định băng gạc, ống truyền dẫn, truyền dịch, kim luồn,... hoặc bảo vệ vết khâu



### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Băng film Polyurethane (P.U) trong suốt, mềm dẻo, mỏng, đàn hồi tốt, dễ dàng theo dõi vùng dán băng, không thấm nước, không chứa latex, thích hợp với mọi vị trí cơ thể.
- Màng film P.U thoáng khí, bán thấm, cho phép trao đổi Oxy thoát hơi ẩm, nhưng không cho vi khuẩn và nước đi qua (không thấm nước) giúp bảo vệ vùng dán băng khỏi tác động của môi trường, 4 góc bo tròn tránh bung mép.
- Phủ keo Acrylic độ bám dính tốt và an toàn cho mọi loại da.
- Cố định băng gạc bảo vệ vết thương, cố định kim luồn, cố định các thiết bị y tế trên da hoặc bảo vệ vết khâu,...
- Sử dụng làm miếng dán mi mắt dùng trong phẫu thuật phaco.
- Giấy lót silicone bảo vệ keo dễ dàng bóc ra khi sử dụng.
- Tiệt trùng từng miếng bằng Ethylene Oxide (E.O Gas).
- Đóng gói vô trùng riêng từng miếng, bao bì plastic chống thấm nước.

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Làm sạch và khô vùng da xung quanh vị trí cần cố định/ bảo vệ trước khi dán sản phẩm.
- Tháo bỏ bao bì và lớp giấy bảo vệ keo (phần có chữ 1 FIRST REMOVE), đặt băng vào vị trí cần cố định/ bảo vệ, vuốt nhẹ từ trong ra ngoài để dính chắc lên da, cuối cùng loại bỏ lớp màng PET phía trên (phần có chữ 2 SECOND REMOVE) bằng cách bóc theo đường ở giữa hướng mũi tên ra hai bên và vuốt nhẹ.
- Thay băng dán khi cần thiết, băng dán chỉ sử dụng một lần.

### THÔNG SỐ

- Băng film Polyurethane (P.U) bán thấm
- Phủ keo Acrylic (ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-propenoate (40-50%); acetic acid ethyl ester (20-25%); 2-Propanol (15-20%)), định lượng 35g/m<sup>2</sup>, trọng lượng riêng 0.900 ± 0.050, độ nhớt 1,500- 4,000 mPa.s.
- Mức thấm hơi nước (MVTR) ≥ 500g/m<sup>2</sup>/24h
- Độ dính 440g/12mm ± 30g
- Lực dính 3.60 ± 0.25 N/cm
- Độ bền kéo 2.0kg/12mm ± 200g
- Giấy lót phủ silicone, định lượng 80g/m<sup>2</sup>, dày 0.07mm ± 10%, lực bóc 5-20 gf/25mm
- Tiêu chuẩn chất lượng/ Giấy chứng nhận: ISO 13485, FDA, TCCS 01:2023/YC.

Mã sản phẩm	Kích cỡ băng	Quy cách hộp
VAF6070	≥ 6cm x 7cm	100 miếng/hộp
VAF6010	≥ 6cm x 10cm	50 miếng/hộp
VAF9010	≥ 9cm x 10cm	50 miếng/hộp
VAF9015	≥ 9cm x 15cm	50 miếng/hộp
VAF9020	≥ 9cm x 20cm	50 miếng/hộp
VAF9025	≥ 9cm x 25cm	50 miếng/hộp

