

# FIX ROLL

## 부직포반창고 - 픽스롤 Băng keo cuộn co giãn Fix roll



### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu vải không dệt, định lượng  $50 \pm 5\text{g/m}^2$ , dày  $0.47 \pm 0.05\text{mm}$ , độ bền kéo khi đứt MD  $>8.5\text{ kg/50mm}$ , độ bền kéo khi đứt CD  $>4.5\text{ kg/50mm}$ , độ giãn dài MD  $<60\%$ , độ giãn dài CD  $<120\%$ , co giãn, mềm mại, có nhiều lỗ thoát khí nhỏ giúp da thoáng khí.
- Phủ keo Acrylic, định lượng  $100\text{g/m}^2$ , độ dính  $580\text{g/12mm} \pm 30\text{g}$  (lực dính  $4.5-5.0\text{N/cm}$ ), an toàn cho mọi loại da, không sót keo sau khi tháo băng.
- Các vạch in sẵn chia kích thước giúp cắt theo kích cỡ tùy ý.
- Lớp giấy lót chống dính silicone, định lượng  $80\text{g/m}^2$ , bảo vệ băng dễ dàng bóc ra khi sử dụng.
- Có kiểm tra vi sinh phù hợp với giới hạn quy định tại Dược điển Việt Nam V.
- Tiêu chuẩn chất lượng/ Giấy chứng nhận: ISO 13485, FDA, CFS, TCCS 05:2014/YC.

### CHỈ ĐỊNH

Dùng để cố định ống truyền dẫn, truyền dịch, kim lườn,... hoặc dán lên gạc cố định vết thương.



### CÁCH SỬ DỤNG

- ✓ Làm sạch và khô vùng da trước khi dán sản phẩm.
- ✓ Tháo bỏ lớp giấy bảo vệ keo của băng, dán trực tiếp lên băng, gạc hoặc vị trí cần cố định, không dán trực tiếp lên vết thương.
- ✓ Thay băng dán khi cần thiết, băng dán chỉ sử dụng một lần.

Mã sản phẩm	Kích thước	Quy cách
F1025	$\geq 10\text{cm} \times 2.5\text{m}$	
F0510	$\geq 5\text{cm} \times 10\text{m}$	
F1010	$\geq 10\text{cm} \times 10\text{m}$	1 cuộn/ hộp
F1510	$\geq 15\text{cm} \times 10\text{m}$	

