

YOUNG PLASTER - PAPER

영반창고-종이

Băng keo cuộn giấy Young Plaster-Paper



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu giấy không dệt (Non-woven paper), không chứa latex, nhẹ nhàng, thấm hút tốt, mềm mịn dễ xé nhanh bằng tay, thích hợp với mọi vị trí trên cơ thể.
- Phủ keo Acrylic trọng lượng 25g acrylic/m² không gây kích ứng, lý tưởng cho da nhạy cảm.
- Độ dính 420g/12mm ± 30g. Độ bền kéo 1.8kg/12mm ± 300g
- Băng có khả năng thấm hút mồ hôi, không sót keo trên da khi tháo băng và không gây đau khi thay băng.
- Có kiểm tra vi sinh.
- Tiêu chuẩn chất lượng/ Giấy chứng nhận: ISO 13485, CFS, TCCS 02:2014/YC.

CHỈ ĐỊNH

Sử dụng để cố định ống truyền dẫn, truyền dịch, kim lườn,... hoặc dán lên băng gạc bảo vệ vết thương.



CÁCH SỬ DỤNG

- ✓ Làm sạch và khô vùng da trước khi dán sản phẩm.
- ✓ Dùng dán trực tiếp lên băng, gạc, hoặc vị trí cần cố định, không dán trực tiếp lên vết thương.
- ✓ Thay băng dán khi cần thiết, băng dán chỉ sử dụng một lần.

ITEM	SIZE	PACKING
Young Plaster-Paper (white)	1.25cm x 5m	12 roll/box
Băng keo cuộn giấy dùng cho da nhạy cảm (màu trắng)	2.5cm x 5m	1 roll/box
	5cm x 5m	6 roll/box
Young Plaster-Paper (brown)	1.25cm x 9.1m	12 roll/box
Băng keo cuộn giấy dùng cho da nhạy cảm (màu nâu)	2.5cm x 9.1m	24 roll/box
	5cm x 9.1m	